

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf177 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13360

Numéro d'article: CM0014007

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine ZNF177, validé pour l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté aux études de régulation transcriptionnelle en milieu de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-ZNF177
Remarques/Alias	PIGX; ZNF177
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7730
ID de gène	7730
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-110 de la ZNF177 humaine (NP_003442.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13360
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace