

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf177 Pour Wb, Elisa - Q13360

Numéro d'article: CM0016643

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ZNF177, validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît ZNF177 humain et murin (~55 kDa), adapté aux études de régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF177 pAb de lapin
Remarques/Alias	PIGX ; ZNF177
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7730
ID du gène	7730
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50 à 110 de ZNF177 humain (NP_003442.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q13360
Poids moléculaire de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace