

Anticorps Polyclonal Anti-Znf182 Pour Wb Et Elisa - P17025

Numéro d'article: CM0023898

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-ZNF182 de haute qualité pour les applications de Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec les espèces humaine, murine et rat. Cible le régulateur transcriptionnel de la protéine à doigt de zinc 182.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin ZNF182
Remarques/Alias	KOX14 ; ZNF21 ; HHZ150 ; Zfp182 ; ZNF182
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	7569
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-210 de la ZNF182 humaine (NP_001171570.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17025
Poids moléculaire de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace