

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf195 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O14628

Numéro d'article: CM0026020

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ZNF195 (SWISS O14628), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte l'humain, la souris, le rat. Idéal pour étudier la régulation de la transcription et la biologie des protéines à doigt de zinc.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ZNF195 pAb de Lapin
Remarques/Alias	HRF1 ; ZNFP104 ; ZNF195
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	7748
ID du Gène	7748
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de ZNF195 humain (NP_001123991.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14628
Poids Moléculaire Protéique	72kDa
Expédition	Sac de glace