

Anticorps Monoclonal Anti-Znf20 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P17024

Numéro d'article: CM0008078

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-ZNF20 validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. La cible est ZNF20 (KOX13), un facteur de transcription à doigt de zinc de 62 kDa. Idéal pour la recherche sur la régulation des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ZNF20 Rabbit mAb
Remarques/Alias	KOX13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7568
GeneID	7568
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 51-118 de ZNF20 humain (NP_066966.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17024
Poids Protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace