

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf20 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P17024

Numéro d'article: CM0030654

Introduction

pAb de lapin ZNF20 (ZNF20/KOX13 humain, identifiant de gène 7568) pour Western blot, IHC-P, ELISA. Validé chez l'homme, la souris, le rat. Idéal pour les études de régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin ZNF20
Remarques/Alias	KOX13 ; ZNF20
Espèce	Humain
Identifiant de gène	7568 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de ZNF20 humain (NP_066966.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17024
Poids protéique	62 kDa
Expédition	Sac de glace