

Polymab® De Lapin Anti-Znf20 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17024

Numéro d'article: CM0007208

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la protéine à doigt de zinc 20 humaine (ZNF20/KOX13), validé pour les applications WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Détecte les orthologues de souris et de rat. Utile pour les études de régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PolymAb® de lapin anti-ZNF20
Remarques/Alias	KOX13
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	7568
Identifiant du gène	7568
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 51-118 de la ZNF20 humaine (NP_066966.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P17024
Poids moléculaire de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac de glace