

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf207 (Bugz, Hbugz) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43670

Numéro d'article: CM0023129

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine ZNF207 humaine (BuGZ, hBuGZ), validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur l'assemblage du fuseau mitotique et l'alignement des chromosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF207 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BuGZ ; hBuGZ ; ZNF207
Espèce	Humain
ID du gène	7756
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 85 de la protéine ZNF207 humaine (NP_003448.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43670
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace