

Anticorps Polyclonal Anti-Znf213 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14771

Numéro d'article: CM0021792

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ZNF213 humain (CR53/ZKSCAN21), validé pour WB, IHC-P et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour les recherches sur la régulation transcriptionnelle et l'étude des protéines nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF213 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CR53 ; ZSCAN53 ; ZKSCAN21 ; ZNF213
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7760
GeneID	7760
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 132-459 de ZNF213 humain (NP_004211.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O14771
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace