

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf22 Pour Wb, Elisa - P17026

Numéro d'article: CM0014170

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZNF22 validé pour WB et ELISA. Détecte le ZNF22 humain et présente une réactivité croisée avec la souris. Idéal pour les études sur la régulation transcriptionnelle et la recherche en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF22 Rabbit pAb
Remarques / Alias	KOX15; HKR-T1; ZNF422; Zfp422; ZNF22
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7570
Identifiant du gène	7570
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 224 du ZNF22 humain (NP_008894.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P17026
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sachet de glace