

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf23 Pour Wb, Elisa - P17027

Numéro d'article: CM0014443

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le ZNF23 humain (KOX16, ZNF359, ZNF612), validé pour le Western blot et l'ELISA. Montre une réactivité croisée avec la souris. Convient aux études sur la régulation transcriptionnelle et le développement embryonnaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF23 Lapin pAb
Remarques/Alias	KOX16; ZNF359; ZNF612; Zfp612; ZNF23
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7571
GeneID	7571
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 du ZNF23 humain (NP_666016.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P17027
Poids de la protéine	73kDa
Expédition	Sac de glace