

Anticorps Polyclonal Anti-Znf24 Pour Wb, Elisa - P17028

Numéro d'article: CM0028196



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZNF24 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Détecte le ZNF24 humain, murin et de rat (KOX17/RSG-A). Convient pour les études sur les facteurs de transcription et la myélinisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ZNF24
Remarques/Alias	KOX17 ; RSG-A ; ZNF191 ; ZSCAN3 ; Zfp191 ; ZNF24
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7572
GeneID	7572
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 169-368 du ZNF24 humain (NP_008896.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P17028
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace