

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf248 Pour Wb Et Elisa - Q8Ndw4

Numéro d'article: CM0012977

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZNF248 validé pour le Western blot et l'ELISA. Cible la protéine 248 à doigt de zinc humaine, un régulateur transcriptionnel putatif. Convient pour la recherche sur la transcription et la détection des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ZNF248 Lapin pAb
Remarques/Alias	bA162G10.3; ZNF248
Espèce	Humain
GeneID	57209
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-110 de ZNF248 humaine (NP_066383.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q8NDW4
Poids de la Protéine	67kDa
Expédition	Sac de glace