

Anticorps Monoclonal Anti-Znf259 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 075312

Numéro d'article: CM0003059

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre ZNF259 (ZPR1), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec des échantillons humains et murins. Idéal pour l'étude de la régulation du cycle cellulaire et de la localisation de SMN1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF259 Rabbit mAb
Remarques / Alias	GKAF ; ZNF259
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8882
Identifiant du gène	8882
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 360 et 459 de la protéine ZNF259 humaine (075312).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris
SWISS	075312
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sachet de glace