

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf263 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14978

Numéro d'article: CM0022469

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité spécifique de ZNF263, un facteur de transcription à doigt de zinc KRAB/SCAN qui réprime l'expression génique par modification de la chromatine. Validé pour le Western blot, l'immunohistochimie et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Convient aux recherches sur la régulation transcriptionnelle et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF263 Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	FPM315; ZSCAN44; ZKSCAN12; ZNF263
Espèce	Humain
GenelD (humain)	10127
GenelD	10127
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-240 de ZNF263 humain (NP_005732.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O14978
Poids de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace