

Anticorps Polyclonal Anti-Znf264 Pour Wb, Elisa - O43296

Numéro d'article: CM0021162

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine ZNF264 humaine (O43296). Validé pour Western blot (WB) et ELISA. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle, la liaison à l'ADN et les protéines nucléaires. Approvisionnement fiable en matières premières pour IVD auprès de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF264 Rabbit pAb
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	9422
Identifiant du gène	9422
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-200 de la ZNF264 humaine. (NP_003408.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O43296
Poids de la protéine	71 kDa
Expédition	Sachet de glace