

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf268 (Hzf3) Pour Wb, Elisa - Q14587

Numéro d'article: CM0012962



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ZNF268 (HZF3), un répresseur transcriptionnel impliqué dans le cancer et la signalisation antivirale. Validé pour la WB et l'ELISA avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les recherches sur la régulation transcriptionnelle et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF268 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HZF3 ; ZNF268
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10795
GeneID	10795
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de ZNF268 humain (NP_001159353.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q14587
Poids moléculaire	108 kDa
Expédition	Sac de glace