

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf273 Pour Wb, Elisa - Q14593

Numéro d'article: CM0015795

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ZNF273 humain (HZF9), validé pour WB et ELISA. Facteur de transcription à doigts de zinc localisé dans le noyau, adapté à la recherche sur la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ZNF273 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HZF9; ZNF273
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	10793
GenelD	10793
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-260 de ZNF273 humain (NP_066971.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q14593
Poids moléculaire de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac de glace