

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf296 Pour Wb, Elisa - Q8Wuu4

Numéro d'article: CM0014609

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZNF296 validé pour WB et ELISA, réactif avec l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle, des protéines à doigt de zinc et des interactions KLF4. Matériau brut de grade recherche pour IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ZNF296 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZFP296; ZNF342; ZNF296
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	162979
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de ZNF296 humain (NP_660331.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8WUU4
Poids Protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace