

Anticorps Polyclonal Anti-Znf302 Pour Wb, Elisa - Q9Nr11

Numéro d'article: CM0020400

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine ZNF302 humaine (protéine à doigts de zinc 302), adapté pour Western blot et ELISA avec réactivité croisée avec le rat. Idéal pour les études sur la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF302 pAb de lapin
Remarques/Alias	HSD16; MST154; ZNF327; MSTP154; ZNF135L; ZNF140L; ZNF302
Espèce cible	Humain
ID du gène (Humain)	55900
ID du gène	55900
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90 à 200 de la ZNF302 humaine (NP_060913.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q9NR11
Poids moléculaire de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace