

Anticorps Polyclonal Anti-Znf324 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75467

Numéro d'article: CM0020726

Introduction

ZNF324 Rabbit pAb dirigé contre le ZNF324 humain, validé pour IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la régulation transcriptionnelle et les études sur la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF324 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ZNF324; ZF5128; ZNF324A; protéine à doigts de zinc 324
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25799
GeneID	25799
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 271 et 553 de la protéine ZNF324 humaine (NP_055162.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O75467
Masse protéique	61 kDa
Expédition	Sac isotherme