

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf331 Pour Wb Et Elisa - Q9Nqx6

Numéro d'article: CM0015096

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZNF331 validé pour la WB et l'ELISA ; détecte ZNF331 chez l'humain, la souris et le rat. Cible un facteur de transcription spécifique des testicules potentiellement impliqué dans la spermatogenèse. Identifiant UniProt : Q9NQX6.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF331 pAb de lapin
Remarques/Alias	RITA ; ZNF361 ; ZNF463 ; ZNF331
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	55422
ID du gène	55422
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50 à 130 de ZNF331 humain (NP_061025.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NQX6
Poids moléculaire	54 kDa
Expédition	Sac de glace