

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf333 Pour Wb, Elisa - Q96JL9

Numéro d'article: CM0017766

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine ZNF333 humaine. Validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la ZNF333 de souris et de rat. Convient pour les études de régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-ZNF333
Remarques/Alias	ZNF333
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	84449
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-303 de la ZNF333 humaine (NP_001287841.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96JL9
Poids Moléculaire de la Protéine	76 kDa
Expédition	Sac de glace