

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf350 Pour Wb, Elisa - Q9Gzx5

Numéro d'article: CM0029952

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine ZNF350 (ZBRK1, ZFQR) validé pour WB et ELISA. Détecte les échantillons humains et murins. Convient pour les études sur la répression transcriptionnelle et la réponse aux dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF350 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ZFQR ; ZBRK1 ; ZNF350
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	59348
ID du gène	59348
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 285-532 de la protéine humaine ZNF350 (NP_067645.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9GZX5
Poids moléculaire protéique	60 kDa
Expédition	Sac de glace