

Anti-Znf408 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - Q9H9D4

Numéro d'article: CM0027463

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre ZNF408 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle et les maladies rétinienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF408 Lapin pAb
Remarques/Alias	EVR6 ; RP72 ; ZNF408
Espèce	Humain
GeneID	79797
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 471-720 de ZNF408 humain (NP_079017.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H9D4
Poids protéique	78 kDa
Expédition	Sac de glace