

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf416 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bwm5

Numéro d'article: CM0017953

Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin anti-ZNF416 adapté pour IHC-P, IF/ICC, ELISA. Il reconnaît la protéine ZNF416 humaine, de souris et de rat, un activateur transcriptionnel mécanosensible utilisé dans la recherche sur la biologie des fibroblastes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF416 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ZNF416
Espèce	Humain
GeneID	55659
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 495-594 de la protéine ZNF416 humaine (NP_060349.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BWM5
Poids de la protéine	67kDa
Expédition	Sac de glace