

Anticorps Polyclonal Anti-Znf426 Pour Wb, Elisa - Q9Buy5

Numéro d'article: CM0019222

Introduction

Anticorps ZNF426 polyclonal de lapin pour WB et ELISA, réactivité croisée avec la souris. Cible un facteur de transcription à doigt de zinc impliqué dans la régulation transcriptionnelle. UniProt Q9BUY5, 63 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF426 pAb lapin
Remarques / Alias	K-RBP; ZNF426
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	79088
Identifiant du gène	79088
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9BUY5
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sac de glace