

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf433 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N7K0

Numéro d'article: CM0015573

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZNF433 validé pour IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le ZNF433 humain, souris et rat, un régulateur de transcription putatif au doigt de zinc. Convient aux études sur la régulation des gènes et les protéines nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF433 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZNF433
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	163059
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 564-673 du ZNF433 humain (NP_001073880.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N7K0
Poids moléculaire	77kDa
Expédition	Sac de glace