

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf451 Pour Wb, Elisa - Q9Y4E5

Numéro d'article: CM0013941



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine ZNF451 humaine (E3 SUMO-protéine ligase, également connue sous le nom COASTER/ZATT). Validé pour Western blot et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la SUMOylation, la réponse aux dommages à l'ADN et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF451 pAb de lapin
Remarques/Alias	ZATT; COASTER; dj417i1.1; ZNF451
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	26036
GeneID	26036
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 600-900 de la protéine ZNF451 humaine (NP_001026794.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4E5
Poids de la protéine	121kDa
Expédition	Sac de glace