

Anticorps Polyclonal Anti-Znf460 Pour Wb Et Elisa - Q14592

Numéro d'article: CM0022015

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZNF460 (alias HZF8, ZNF272) validé pour Western blot et ELISA. Détecte ZNF460 humain, murin et rat. Convient pour les études sur les facteurs de transcription nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF460 pAb de lapin
Remarques/Alias	HZF8 ; ZNF272 ; ZNF460
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10794
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-210 de ZNF460 humain (NP_006626.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14592
Poids moléculaire protéique	64 kDa
Expédition	Sac de glace