

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf471 Pour Wb, Elisa - Q9Bx82

Numéro d'article: CM0024354

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZNF471 validé pour WB et ELISA. Spécifique à la protéine humaine ZNF471, un facteur de transcription à doigt de zinc. Idéal pour les études d'épigénétique et de régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-ZNF471
Remarques/Alias	ERP1 ; Z1971 ; Zfp78 ; ZNF471
Espèce	Humain
GenelD (humain)	57573
GenelD	57573
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-221 de la protéine humaine ZNF471 (NP_065864.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9BX82
Poids Moléculaire Protéique	73 kDa
Expédition	Sac de glace