

Anticorps Polyclonal Anti-Znf521 Pour Wb Et Elisa - Q96K83

Numéro d'article: CM0021004

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine ZNF521 (EHZF/Evi3) pour les applications de Western blot et d'ELISA. Présente une réactivité croisée avec les échantillons humains et de rat. Idéal pour la recherche sur les cellules souches et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF521 Rabbit pAb
Remarques/Alias	EHZF ; Evi3 ; ZNF521
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	25925
GeneID	25925
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210 à 420 de la protéine humaine ZNF521 (NP_056276.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	Q96K83
Poids moléculaire	148 kDa
Expédition	Sac de glace