

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf530 Pour Wb, Elisa - Q6P9A1

Numéro d'article: CM0024661

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine ZNF530, un régulateur transcriptionnel probable. Validé pour le Western blot et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec les protéines humaine, murine et de rat. Convient pour la recherche sur la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ZNF530 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ZNF530
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	348327
Identifiant du Gène	348327
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 de la protéine humaine ZNF530 (NP_065931.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6P9A1
Poids Moléculaire de la Protéine	69kDa
Expédition	Sac de glace