

Anticorps Polyclonal Anti-Znf563 Pour Wb Et Elisa - Q8Ta94

Numéro d'article: CM0019279

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZNF563 pour applications Western blot (WB) et ELISA. Validé pour les espèces humaine, souris et rat. Cible : protéine à doigts de zinc 563, un facteur de transcription prédit. Idéal pour les études sur la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ZNF563
Remarques/Alias	ZNF563
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	147837
ID du gène	147837
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 de la protéine ZNF563 humaine (NP_660319.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q8TA94
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace