

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf566 Pour Wb Et Elisa - Q969W8

Numéro d'article: CM0020027

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le ZNF566 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Conçu pour les études de régulation transcriptionnelle ; détecte une protéine nucléaire à doigt de zinc de 49 kDa. Idéal pour les applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF566 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZNF566 ; protéine à doigt de zinc 566 ; 66
Espèce	Humain
GeneID	84924
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-154 du ZNF566 humain (NP_001138816.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q969W8
Poids moléculaire	49kDa
Expédition	Sac de glace