

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf574 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Zn55

Numéro d'article: CM0014495

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ZNF574, une protéine à doigts de zinc impliquée dans la surveillance de l'assemblage des ribosomes. Validé pour IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF574 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FP972 ; ZNF574
Espèce	Humain
GenelD (humain)	64763
GenelD	64763
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-310 de la protéine ZNF574 humaine (NP_073589.4)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q6ZN55
Poids de la protéine	99 kDa
Expédition	Sac de glace