

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf582 Pour Wb, Elisa - Q96Ng8

Numéro d'article: CM0015036

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZNF582 pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Cible une protéine à doigts de zinc nucléaire d'environ 60 kDa probablement impliquée dans la régulation transcriptionnelle, adaptée aux études d'expression génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF582 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ZNF582
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	147948
GeneID	147948
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-180 de la protéine ZNF582 humaine (NP_653291.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q96NG8
Poids moléculaire de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace