

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf587 Pour Wb, Elisa - Q96Sq5

Numéro d'article: CM0023444

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ZNF587 humain, un régulateur transcriptionnel à doigt de zinc. Validé pour WB et ELISA, réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF587 pAb de lapin
Remarques / Alias	ZF6 ; ZNF587
Espèce	Humain
ID du gène	84914
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-240 de ZNF587 humain (NP_116217.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96SQ5
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace