

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf598 Pour Wb Et Elisa - Q86Uk7

Numéro d'article: CM0018977

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ZNF598, une ligase E3 de l'ubiquitine impliquée dans le contrôle qualité des ribosomes. Validé pour le Western blot et l'ELISA avec des échantillons humains. Idéal pour les études sur la régulation de la traduction et les infections virales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF598 pAb de lapin
Remarques/Alias	HEL2 ; ZNF598
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	90850
ID du gène	90850
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-420 de ZNF598 humain (NP_835461.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q86UK7
Poids moléculaire de la protéine	99 kDa
Expédition	Sac réfrigérant