

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf620 Pour Wb Et Elisa - Q6Zng0

Numéro d'article: CM0019701

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ZNF620 humain, validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec la souris. Poids moléculaire prédit d'environ 49 kDa. Convient aux études portant sur les facteurs de transcription nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ZNF620
Remarques/Alias	ZNF620
Espèce	Humain
GeneID (humain)	253639
GeneID	253639
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 150 de ZNF620 humain (NP_001243096.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q6ZNG0
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac réfrigérant