

Anticorps Polyclonal Anti-Znf621 Pour Wb, Elisa - Q6Zss3

Numéro d'article: CM0013816

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine ZNF621, un régulateur de transcription à doigt de zinc. Validé pour les applications Western Blot et ELISA. Adapté aux études sur l'expression génique et les interactions protéiques. - Q6ZSS3

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF621 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ZNF621
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	285268
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60 à 150 de la ZNF621 humaine (NP_940886.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q6ZSS3
Poids protéique	49 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant