

Anticorps Polyclonal Anti-Znf645 Pour Wb - Q8N7E2

Numéro d'article: CM0019273

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine ZNF645 (ligase E3 ubiquitine-protéine CBLL2), validé pour WB et ELISA. Détecte les protéines de souris et de rat. Essentiel pour les études sur la ligase d'ubiquitine et la biologie testiculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ZNF645 Lapin pAb
Remarques/Alias	CT138, HAKAIL, ZNF645
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	158506
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 346-425 de ZNF645 humaine (NP_689790.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8N7E2
Poids Moléculaire	49kDa
Expédition	Sac de glace