

Anticorps Polyclonal Anti-Znf652 Pour Wb Et Elisa - Q9Y2D9

Numéro d'article: CM0022935

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ZNF652 humain, adapté au WB et à l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Reconnaît une protéine d'environ 70 kDa. Idéal pour les études sur la répression transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF652 pAb de lapin
Remarques/Alias	ZNF652
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	22834
ID du gène	22834
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 74 de ZNF652 humain (NP_055712.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9Y2D9
Poids de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace