

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf652 Pour Wb Et Elisa - Q9Y2D9

Numéro d'article: CM0023648

Introduction

CamelBio fournit cet anticorps polyclonal de lapin anti-ZNF652, validé pour WB et ELISA, ciblant le répresseur de transcription ZNF652 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la régulation des gènes et la biologie de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF652 Lapin pAb
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	22834
ID de gène	22834
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-74 de ZNF652 humain (NP_055712.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2D9
Poids moléculaire	70kDa
Expédition	Sac de glace