

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf677 Pour Wb, Elisa - Q86Xu0

Numéro d'article: CM0024315

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine ZNF677 (68 kDa) pour applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la régulation transcriptionnelle et des protéines nucléaires liant l'ADN.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | pAb de Lapin ZNF677                                                                                                                       |
| Remarques/Alias    | ZNF677                                                                                                                                    |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                    |
| GeneID (Humain)    | 342926                                                                                                                                    |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-200 de la protéine humaine ZNF677 (NP_872415.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                     |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                                     |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                                 |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                       |
| SWISS              | Q86XU0                                                                                                                                    |
| Poids Moléculaire  | 68kDa                                                                                                                                     |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                              |