

Anticorps Polyclonal Anti-Znf688 Pour Wb, Elisa - P0C7X2

Numéro d'article: CM0016151

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ZNF688, une protéine à doigt de zinc potentiellement impliquée dans la régulation transcriptionnelle, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les études de régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF688 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZNF688
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	146542
GeneID	146542
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-180 de la ZNF688 humaine (NP_660314.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P0C7X2
Poids moléculaire protéique	31 kDa
Expédition	Sac de glace