

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf70 Pour Wb, Elisa - Q9Uc06

Numéro d'article: CM0016268

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ZNF70 humain, validé pour la WB et l'ELISA. Détecte ZNF70 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient à l'étude de la régulation transcriptionnelle et des protéines à doigts de zinc localisées dans le noyau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF70 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Cos17, ZNF70
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7621
GeneID	7621
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 140 de ZNF70 humain (NP_068735.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9UC06
Poids moléculaire	51 kDa
Expédition	Sac de glace