

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf75A Pour Wb, Elisa - Q96N20

Numéro d'article: CM0020364

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre ZNF75A validé pour WB et ELISA. Reconnaît la protéine ZNF75A humaine, un régulateur transcriptionnel. Pour la recherche sur la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF75A Rabbit pAb
Remarques / Alias	ZNF75A
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	7627
GenelD	7627
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 296 de la ZNF75A humaine (NP_694573.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q96N20
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace