

## Anticorps Polyclonal Anti-Znf76 Pour Wb Et Elisa - P36508

Numéro d'article: CM0024059

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ZNF76, un facteur de transcription régulant l'ARN pol II/III. Validé pour WB, ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'expression des gènes et la chromatine.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | ZNF76 Lapin pAb                                                                                                              |
| Remarques/Alias    | ZNF76; D6S229E; ZNF523; Zfp523; protéine à doigt de zinc 76                                                                  |
| Espèce             | Humain                                                                                                                       |
| ID de gène         | 7629                                                                                                                         |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 463-570 de ZNF76 humain (NP_003418.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Réactivité croisée | Souris, Rat                                                                                                                  |
| SWISS              | P36508                                                                                                                       |
| Poids moléculaire  | 56kDa/61kDa                                                                                                                  |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                 |