

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf76 Pour Wb, Elisa - P36508

Numéro d'article: CM0022840

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le facteur de transcription humain ZNF76 pour les applications de Western blot et d'ELISA. Validé sur des échantillons humains, murins et de rat. Matière première IVD de qualité recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin anti-ZNF76
Remarques/Alias	ZNF523; Zfp523; D6S229E; ZNF76
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7629
GeneID	7629
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-170 de ZNF76 humain (NP_003418.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P36508
Poids moléculaire	62 kDa
Expédition	Sac de glace